

## 亜硝酸化合物及び硝酸化合物詳細結果

## 分析方法

還元蒸留-インドフェノール青 吸光光度法	銅・カドミウムカラム還元-ナフチル エチレンジアミン吸光光度法

※用いた測定方法の項目に○を記入してください

## 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の分析結果

試料名	1	2	3	4	5	平均値	標準偏差	変動係数
試料 1								
試料 2								

※分析結果は硝酸イオン相当濃度に換算係数0.2259を乗じた値を記入してください

※単位はmg/Lで記入し、有効数字3桁で記入してください

※複数回測定した場合は、平均濃度を記入してください

※定量下限値未満の場合は、0としてください



